メ ス シリンダー

メースフラスコ

体積計用平 栓

ホ ー ルピペット

先 端 メスピペット

中 間 メスピペット

駒込ピペット

ピペット

ビュレット

目 動 ビュレット

平面式自動 ビュレット

ミ ク ロ ビュレット

乳 脂 計

牛 乳 用ピペット

レーリッヒ管 マジョニア管

特 殊メスフラスコ

共 栓比 色 管

体 積 計関連器具

パスツールピペット ピペッター

撹拌型 粘性評価器

Surfgauge

INSTRUMENTS


撹拌型 粘性評価器 Stirring motion Viscosity Evaluator, SVE-1

これまでになかった、撹拌動作からの流動・粘性抵抗の測定

材料の調合や混合、起泡、食品を溶いたり練ったり、 日常的な場面でも行う撹拌。流動抵抗を感じ取るこ とで混ぜやすさを判断し、対象物の状態変化を推測 しています。流動抵抗には粘性はもちろん、撹拌の姿 勢やゆらぎ、作業者のくせなど様々な要素が影響を 与えます。



測定原理



 $F \propto \Omega$ (Newtonian fiuld) $\eta = \alpha \cdot F / \Omega$

F: 抵抗力 Ω: 回転速度 η: 粘度 α: 実験定数 撹拌時の流動抵抗 (荷重値)をセンシングします。 同時に回転動作を検知し、フーリエ解析により秒あたり

の回転数を算出するため、撹拌時の速度と抵抗力の測定が可能です。

さらに、ニュートン流体では抵抗力は周速に比例することから、抵抗力を回転速度で除することで近似粘度値を算出しています。

NEW

撹拌型粘性評価器(本体・センサー)



撹拌型粘性評価器(中身)



撹拌型粘性評価器(ケース)

2382 撹拌型 粘性評価器 SVE-1

セット品 システム

	××××××××××××××××××××××××××××××××××××××					
製 品 コード	品 名	タイプ	セット内容	備考	標準価格(円)	
2382-01-10		スタンダード	データ表示ディスプレイ搭載		71,900	
2382-02-10	ディスプレイ・制御ボックス	WiFi	スタンダードタイプ + WiFi モジュール , ブラウザ表示型 データロガーソフト	スタンダード、または WiFi のどちらか一つを選択	109,900	
2382-03-10	45.447.5 AV. A	Type-H(高粘度用)	撹拌棒型 流動抵抗、温度検知	Type-H、または Type-L 最低 1 つを選択	71,900	
2382-04-10	センサスティック	Type-L(低粘度用)		Type In sector type Lake I Jeem	71,900	

*ご注文の際は必ずご使用されるユーザー様を明記下さい。

セット品 オプション

C) DD 13)				
製 品 コード	品 名	セット内容	備考	標準価格(円)
2382-05-10	校正ツール	荷重標準、トリマ調整用ドライバ セット	センサスティック 荷重校正用	6,900
2382-06-10	キャリングケース	-ス 樹脂製 ハンドキャリーケース ディスプレイ・制御ボック 荷重標準 x 1, トリマ		13,900

*部品は、測定セットをお求め頂いたお客様に限り、販売しております。予めご了承下さい。

接触角計

計

簡単操作と、データはリアルタイムで表示

抵抗荷重値、粘度、回転速度、サンプル温度、測定時間がリアルタイムで表示されます。 サンプル状態の変化をモニタリングしながらの測定が可能です。



撹拌型 粘性評価器



メ ス シリンダー

メースフラスコ

体積計用平 栓

ホー ルピペット

先 端 メスピペット

・・・・ 間 メスピペット

駒込ピペット

ピペット

ビュレット

自 動 ビュレット

平面式自動 ビュレット

ミ ク ロ ビュレット

乳. 脂 計

牛乳 用ピペット

レーリッヒ管 マジョニア管

特殊スプラスコ

栓 色 管 共比

体 積 計関連器具

パスツールピペット ピペッター


接触角計

撹 拌型 粘性評価器

WiFi モジュールにより、広がる用途


WiFi通信機能を備えた機種をご用意しています。

PCやタブレット端末があれば、装置にインストールされたロガーソフト がブラウザ上で立ち上がり、データ転送されます。インターネットを経 由して、外部のwebサービスを利用したデータの可視化など、可能性 が広がります。





専用ロガーソフト(インターネット接続不要) グラス、データシートが表示



クラウドサービスによる、外部のデータログサービス (Ambient) でのデータ可視化の一例

インターネット接続のご検討にあたっての注意点

インターネット接続をご希望される場合、ご注文前のご連絡、ご相談をお願いいたします。

インターネットに接続には、あらかじめ、接続を予定するルータのSSID、パスワード情報が必要になります。

外部のデータログサービスを利用する場合、サービスの登録手続きはお客様で事前に行っていただく必要があります。その際 に取得した、登録IDやチャネルなどの情報をあらかじめご教示いただく必要があります。

なお、サービスによっては動作できない可能性もあるため、利用をご検討されているサービスを事前にご教示ください。動作確 認を行います。

仕様

		Type-L	Type-H	
	荷重測定範囲	40~1600mN		
	粘度測定範囲(めやす)	50~1000mPa⋅s	500∼10000mPa·s	
センサスティック	測定温度範囲	0~100℃		
	スティック寸法	Ф7mm	Φ5mm	
		約 135mm (手持ち部分を除く)		
	スティック材質	アルミ		
ニンフプレイ/料御ギックフ	WiFi 無線規格	802.11b/g/n		
ディスプレイ/制御ボックス (WiFi 機能はオプション)	本体寸法	100 (W) ×70 (D) ×35 (H) mm		
(VVIFI (成形はカノンヨン)	電源	5V,2A		